

真空壓力幫浦 Dry Vacuum Pressure Pump

ChromTech® 真空壓力幫浦優點

- 幫浦部分零件採用高耐腐蝕材料一體成型，使用壽命長。
- 流量大，負（正）壓力高，可以滿足大部分過濾器的要求。
- 有正壓、負壓獨立接口，可用於不同場合。

DP-02 真空壓力幫浦

DP-02 型可調真空壓力幫浦是最新設計的產品，它的調壓原理不同於以往的“洩壓閥”原理（洩壓閥方式壓力將隨流量變化隨時需要手動調整），而是通過壓力傳感器感知系統中的壓力，再回饋控制幫浦的工作週期來達到調節並恆定壓力的目的。這種恆定壓力的方式使得流量產生變化時並不受影響。由於幫浦大部分是在“斷續”狀態下工作，因此大大提高工作效率，發熱量大大減少，所以特別適用於需要壓力可調並要求壓力穩定且長時間工作的場合，尤其是生化實驗室的樣品提取及純化等，設備可提供穩定的負壓。

- 扁平外形，特別適合擺放在實驗台架子下。
- 兩位“LED”數字壓力顯示清晰準確。
- 旋扭方式調整幫浦的真空壓力，簡潔方便。
- 有正壓、負壓兩個接口使其應用更加廣泛。
- 幫浦雙輸出結構可採並聯方式使流量加倍。



DP-08/DP-25/DP-50 真空壓力幫浦

- 可調節增加壓力、流量功能。
- 幫浦雙輸出正負壓結構，可方便採用串聯方式增加工作壓力或採用並聯方式加大工作流量。



空壓力幫浦規格：

型號	真空壓力 Kpa	最大正壓 Psi	流量(L/min)	功率 (VA)	外型尺寸 (mm)
DP-02	0-80 可調	18	10	45	230X200X85
DP-25	≥ 80	20	25	120	230X130X160
DP-50	≥ 80	20	40	180	230X145X160

真空幫浦 Vacuum Pump



VP-26 真空幫浦是提高過濾效率，加強除氣效果的重要過濾設備。為保障過濾介質不被污染，一般均使用無油隔膜式真空幫浦，此類幫浦是通過橡膠膜的往返運動形成真空，專為實驗室各種需要真空設備設計。可用於真空濃縮、真空過濾、真空乾燥等場合。

ChromTech® VP-26 真空幫浦特點：

1. 提供足夠的電機動力，減少電機發熱。
2. 真空膜採用耐油性，抗疲勞性良好的優質橡膠，並附有加強紡織骨架夾層，提高機器使用壽命。
3. 小巧實用，操作簡便，效率高，噪音低。
4. 可選配調壓形式和排氣閥配置。

規格說明：

產品型號	VP-26-250	VP-26-1000
流量	26 L/min	
真空度	0.08MPa	
負壓調節範圍	0~0.08MPa	
過濾瓶容量	250 ml	1000 ml
功率	60W	
輸入電源	AC 110V / 60Hz	
外型尺寸	W196 × D270 × H155mm	W196 × D270 × H170mm
重量	4.4 Kg	