

過濾頭 TITAN[®] Syringe Filter

4 mm 過濾頭

過濾樣品量 < 1ml

滯流容積 < 7.5 μ l

包裝數量 100/PK



材質	0.20 μ m	0.45 μ m
Nylon	42204-NN	44504-NN
PTFE	42204-NP	44504-NP
PVDF	42204-PV	44504-PV
Cellulose Acetate	42204-CA	44504-CA
Regenerated Cellulose	52204-RC	54504-RC

17 mm 過濾頭

過濾樣品量 < 10ml

滯流容積 < 25 μ l

包裝數量 100/PK



材質	0.20 μ m	0.45 μ m
Nylon	42213-NN	44513-NN
PTFE	42213-NP	44513-NP
PVDF	42213-PV	44513-PV
PP	42213-PP	44513-PP
Polysulfone	42213-PS	44513-PS
Cellulose Acetate	42213-CA	44513-CA
Regenerated Cellulose	52213-RC	54513-RC

33 mm 過濾頭

過濾樣品量 < 100ml


滯流容積 < 115 μ l

包裝數量 100/PK
*50/PK



材質	0.20 μ m	0.45 μ m
Nylon	42225-NN	44525-NN
PTFE	42225-NP	44525-NP
PVDF	42225-PV	44525-PV
PP (No Pre-Filter)	42225-PP	44525-PP
Polysulfone	42225-PS	44525-PS
Cellulose Acetate	42225-CA	44525-CA
材質	0.70 μ m	1.0 μ m
GMF	40725-GM	
PTFE		* 41025-NP
材質	1.2 μ m	3.1 μ m
GMF	41225-GM	42725-GM
Nylon	* 41225-NN	
材質	5.0 μ m	
Nylon	* 45025-NN	
PTFE	* 45025-NP	

針式過濾頭 ChromTech® Syringe Filters



13mm Syringe Filters

目錄編號	膜材料	孔徑(μm)	規格(外徑)	包裝(個/盒)	特性
SJM2213	混合纖維 (MCE)	0.22	13mm	100	適用於水系溶液
SJM4513		0.45	13mm	100	不適用於有機溶劑
SNY2213	尼龍 (Nylon)	0.22	13mm	100	耐鹼和有機溶劑，天然的親水性
SNY4513		0.45	13mm	100	適用於大部分 HPLC 溶劑
SPV2213	聚偏氟乙烯 (PVDF)	0.22	13mm	100	耐溫能反復熱壓消毒
SPV4513		0.45	13mm	100	和多種有機溶劑相容
SPT2213	鐵氟龍 (PTFE)	0.22	13mm	100	耐高溫適用於強酸、強鹼
SPT4513		0.45	13mm	100	不適用於水系溶液

25mm Syringe Filters

目錄編號	膜材料	孔徑(μm)	規格(外徑)	包裝(個/盒)	特性
SJM2225	混合纖維 (MCE)	0.22	25mm	100	適用於水系溶液
SJM4525		0.45	25mm	100	不適用於有機溶劑
SNY2225	尼龍 (Nylon)	0.22	25mm	100	耐鹼和有機溶劑，天然的親水性
SNY4525		0.45	25mm	100	適用於大部分 HPLC 溶劑
SPV2225	聚偏氟乙烯 (PVDF)	0.22	25mm	100	耐溫能反復熱壓消毒
SPV4525		0.45	25mm	100	和多種有機溶劑相容
SPT2225	鐵氟龍 (PTFE)	0.22	25mm	100	耐高溫適用於強酸、強鹼
SPT4525		0.45	25mm	100	不適用於水系溶液

33mm Syringe Filters

目錄編號	膜材料	孔徑(μm)	規格(外徑)	包裝(個/盒)	特性
SJM2233	混合纖維 (MCE)	0.22	33mm	100	適用於水系溶液
SJM4533		0.45	33mm	100	不適用於有機溶劑
SNY2233	尼龍 (Nylon)	0.22	33mm	100	耐鹼和有機溶劑，天然的親水性
SNY4533		0.45	33mm	100	適用於大部分 HPLC 溶劑
SPV2233	聚偏氟乙烯 (PVDF)	0.22	33mm	100	耐溫能反復熱壓消毒
SPV4533		0.45	33mm	100	和多種有機溶劑相容
SPT2233	鐵氟龍 (PTFE)	0.22	33mm	100	耐高溫適用於強酸、強鹼
SPT4533		0.45	33mm	100	不適用於水系溶液